


Attends® Adjustable



Attends - De oplossing voor iedere vorm van incontinentie

Attends Adjustable zijn unieke verstelbare producten ontwikkeld voor matige tot zware urine en/of fecale incontinentie.



1

Een discreet witte en ademende, textiel-achtige buitenlaag voor een comfortabel en veilig gevoel.

2

Een vochtindicator geeft aan wanneer het product verschoond moet worden en helpt tevens het product op de juiste manier aan te leggen.

3

Attends Adjustable heeft sterke en comfortabel zachte heupbanden van elastisch materiaal. Dankzij de rekbaarheid van de banden sluiten deze nauwkeurig en discreet aan op het lichaam.

4



De plakstrips kunnen op elke gewenste positie op de voorzijde gefixeerd worden zodat er altijd een optimale pasvorm is voor de gebruiker. Eenmaal bevestigd bieden de plakstrips een veilige fixatie en kunnen op elk gewenst moment worden geopend en herbevestigd.

5

Een Superabsorberende dubbele kern zorgt voor maximale veiligheid tegen doorlekken, het behoud van een comfortabel droge huid en Natuurlijke Geurbescherming.

Wilt u meer informatie? Bezoek: www.attends.nl

Attends Adjustable

	Verpakkingsinhoud Doosinhoud	EAN 7332152 Zak / Doos	Heup / Middel omvang (cm)	Materiaal absorptiekern	Materiaal buitenlaag	Anti-lekrandjes	Materiaal bovenlaag	Rekbare heupbanden	Fixatie tape	Natuurlijke Geurbescherming	Ademend	Quick-Dry Technologie
Attends Adjustable 10 M 	21 4	206447 206454	80 - 110	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Synthe- tisch	Non- woven	ja	✓	✓	✓	✓
Attends Adjustable 10 L 	21 4	206461 206652	100 - 140	Dubbele kern met vezels, Superabsorberende polymeer korrels met Quick-Dry absorptielaag	Non-woven (zacht textiel) luchtdoorlatende buitenlaag	Synthe- tisch	Non- woven	ja	✓	✓	✓	✓



Natuurlijke Geurbescherming

De absorptiekorrels in de kern zetten vocht om in een gelachtige massa. Dit heeft een neutraliserende werking en vermindert de kans op onaangename geurtjes.



Ademend

Luchtdoorlatende buitenlaag. Deze voelt zacht en comfortabel aan en zorgt er ook voor dat de huid kan blijven ademen. Dit zorgt voor een goede conditie van de huid.



Quick-Dry

Quick-Dry is de aquisitielaag en bevindt zich direct onder de zachte bovenlaag. Deze laag absorbeert de urine snel en zorgt ervoor dat het vocht niet meer in aanraking komt met de huid. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en wordt het risico op lekkage aanzienlijk verminderd. De vezels hebben de capaciteit meerdere scheuten urine met dezelfde efficiëntie te verwerken.



pH waarde

De kerntechnologie met absorptielaag bestaande uit krulvormige vezels garandeert een lage pH waarde die gelijkwaardig is aan de pH waarde van de huid. Dit beschermt en draagt bij aan de huidgezondheid.



Actieve Zone

De Actieve Zone bevindt zich in de kern van het product en garandeert een hoge absorptiecapaciteit daar waar het daadwerkelijk nodig is. Hierdoor blijft de huid comfortabel droog en zorgt voor extra veiligheid tegen doorlekken.



Attends Adjustable is getest en goedgekeurd door proDERM, Instituut voor toegepast dermatologisch onderzoek.